



# Die Lösung für umfassende Hygiene

**Das Multi Patienten Kit  
für Ihren Stellant Injektor:**

Umfassende Sicherheit für 12 Stunden



**medrad**® **Stellant**®  
CT Injection System

## Das Multi Patienten Kit für Ihren Stellant

12 Stunden Zertifizierung für Spritzen, Transfer Sets und Verbindungsstück

➔ 12 Stunden Sicherheit

2

### Abstandshalter

- ◆ verhindert Kontakt zu Injektor und Patienten

1

### Spritzen

- ◆ Mehrfachverwendung möglich
- ◆ Zertifizierung für 12 Stunden

3

### MultiGuard Verbindung

- ◆ Schutz des Flüssigkeitskanals durch zurückgelagerten Schlauch
- ◆ einfache Bedienung mit einer Hand

4


### Rückschlagventile

- ◆ 2 Rückschlagventile am Patientenschlauch
- ◆ Rückfluss und Kreuzkontamination zwischen Patienten wird verhindert

5

### ISO zertifizierte Spikes

- ◆ Zertifizierung für 12 Stunden




# Technische Daten

## Stellant Multi Patienten Kit und Patientenschlauch


### Multi Patienten Kit

Bestellnummer: SDS MP1



### Patientenschlauch

Bestellnummer: SPD 250



Komponente	Material	Weitere Informationen	
1	2 Multi Patienten Transfersets	Polyvinyl Chloride (PVC), Acrylonitril butadiene styrene (ABS), Polystyrene (PS), Polycarbonate (PC), High Density Polyethylene (HDPE), Polypropylene (PP), Silicone Rubber	Nutzungsdauer: 12 Stunden Länge: 115 cm Zwei Rückschlagventile pro Transferset
2	2 Spritzen	Polyester (PET), PC, PP, Santoprene, Silicone	Nutzungsdauer: 12 Stunden Füllmenge: 200 ml
3	Ablaufetikett	Coated Vinyl	
4	Multi Patienten Schlauchsystem	PVC, PC, PP	Nutzungsdauer: 12 Stunden
5	Patientenschlauch	PVC, Polycarbonate, Silicone Rubber, Silicone	Nutzung: für 1 Patienten Länge: 250 cm Zwei Rückschlagventile

### Generelle Informationen

Nenndruck 350 psi

Di(2-ethyl)phthalat (DEHP) frei

Alle Rechte vorbehalten.

Reproduktion, Transfer und Distribution eines Teils oder des gesamten Inhalts dieser Publikation in irgendeiner Form einschließlich Speicherung und Nutzung auf optischen und elektronischen Datenträgern nur mit schriftlicher Genehmigung der Bayer Vital GmbH.

© Bayer Vital GmbH

### Hersteller

Bayer Medical Care Inc.  
1 Bayer Drive  
Indianola, PA 15051-0780, U.S.A.

### Vertrieb Europa

Bayer Medical Care BV,  
Horsterweg 24,  
6199 AC Maastricht-Airport  
The Netherlands

MEDRAD is ISO 13485: 2003-Certified

CE 0086

### Bestellinformationen

Systeme enthalten Standardkabel

Katalognummer: SCT 321  
MEDRAD® Stellant® D CT Injektionssystem  
mit Certegra Workstation mit fahrbarem Bodenstativ

Katalognummer: SCT 322  
MEDRAD® Stellant® D CT Injektionssystem  
mit Certegra Workstation mit Deckenstativ



Radiology

Bayer Vital GmbH  
D-51366 Leverkusen

Stand: Juli 2017

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:  
info@radiologie.bayer.de  
Telefon: 0214 308 22 33

[radiologie.bayer.de](http://radiologie.bayer.de)

