

Patientenindividuell angepasste Kontrastmittel- protokolle

Die Software **Certegra® P3T® 2.0** errechnet mit Unterstützung des **MEDRAD® Stellant** Injektionssystems mit der **Certegra®** Workstation optimierte patientenspezifische Injektionsprotokolle für


- Kardio-CT
- Thorax-CT (PE)
- Abdomen-CT

Die Standardisierung von patientenindividuellen Kontrastmittelprotokollen bietet für Sie und Ihre Patienten große Vorteile:

- Patientenindividuelle Kontrastmittelmenge
- Standardisierte Kontrastmittelprotokolle bei Follow-up-Untersuchungen

P3T® PA

Bei 136 kg Körpergewicht 4,6 g Jod mit einer Flowrate von 4,0 ml/s



Standard

Bei 134 kg Körpergewicht 2,8 g Jod mit einer Flowrate von 6,0 ml/s



P3T® PA vs. Standard

PA = Pulmonale Angiographie

Im Vergleich zu den Standardprotokollen führen P3T®-Protokolle zu einem höheren Prozentsatz von diagnostisch verwertbaren Aussagen^{*,1,2}

* Trotz einer leicht höheren Kontrastmitteldosis als beim Standardprotokoll mit Kontrastmittel 116 ml bzw. 80 ml.

Unser Applikationsteam wird mit Ihnen zusammen alle nötigen Einstellungen implementieren, um einen optimalen Nutzen von P3T® zu gewährleisten.

Certegra™ P3T™
2.0 Software

Bayer Produktkatalog

Bayer Radiology denkt lösungsorientiert. Ob Kontrastmittel, Injektor oder Informatiklösung – wir bieten unseren Kunden mehr als ein einzelnes Produkt. Gerade in der Radiologie, wo komplexe Arbeitsabläufe zu bewältigen sind, ist das Ganze mehr als die Summe seiner Teile. Und deswegen achten wir bei Bayer Radiology darauf, dass wir Ihnen Lösungen anbieten, die mehr sind als Produkte – ganz gleich ob für Röntgen, CT, MRT oder Healthcare IT-Anwendungen.

Wie kann ich bestellen? Ganz einfach und bequem!

PERSÖNLICH

Wir sind selbstverständlich persönlich für Sie da und nehmen Ihre Bestellungen und Anfragen entgegen. Sehr gerne beraten wir Sie zu unserem Portfolio oder beantworten Ihre Fragen zu unseren Produkten.

Kontaktaufnahme / Bestellungen

Tel.: 0214 30 822 33

Fax: 0214 30 822 30

Mail: medrad-kundenservice@bayer.com

Für Ihre Kontrastmittel-Bestellung

Tel.: 0214 3051220

Fax: 0180 1200103*

Mail: csc-klinik@bayer.com

* 3,9 Cent pro Minute aus dem dt. Festnetz; max. 42 Cent aus dem Mobilfunknetz

ONLINE

Im Internet sind wir rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr für Sie da! Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre Bestellungen bequem online durchzuführen – garantiert sicher und schnell.

Bestellungen im Bayer Online-Shop

www.radiologie.bayer.de

Richtungsweisend  Für die Radiologie.

- 1 Präsentiert bei der Poster-Session der Society of Thoracic Radiology (2008), Christopher R Deible MD, Ph D.
- 2 510(k) FDA-Zulassungsnummer: K082905.

Alle Rechte vorbehalten.

Reproduktion, Transfer und Distribution eines Teils oder des gesamten Inhalts dieser Publikation in irgendeiner Form einschließlich Speicherung und Nutzung auf optischen und elektronischen Datenträgern nur mit schriftlicher Genehmigung der Bayer Vital GmbH.

© Bayer Vital GmbH



Radiology

Bayer Vital GmbH
D-51366 Leverkusen

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:
info@radiologie.bayer.de
01801 - 566 872 78*

(*3,9 Cent pro Minute aus dem dt. Festnetz;
max. 42 Cent aus dem Mobilfunknetz)

Stand: März 2018

radiologie.bayer.de



86398516/L.DE.MKT.DI.03.2018.1044